

# 遠赤外線温熱ジェルマット

ミ オ ン

# MIION



身体に優しい温熱ジェルマット「ミオン」  
夢の中に包みこまれる温かさです。



専用カバー2枚付き(茶・白)  
69,300円(税込)

## 特長

### 遠赤外線ジェル効果。



遠赤外線とジェルの効果で、一度温まると電源を切っても湯たんぽのようにさめにくく、一晩中ぬくぬくとした従来にはない柔らかな温感です。

### 身体に密着し優しく温めてくれます。

粒状のジェルが、マットに内包されていることによって気になる冷えをじんわりと身体を包み込むように温めてくれます。マットの重さが3.5kgと少しずっしり感じるかもしれませんが、この重みが、弾力のあるマットの熱を蓄えてくれています。

### 電気代がお得!

1時間当りの電気代は、約2円と経済的です。電源を入れて約30秒程で温度が上がり、熱が蓄えられます。その状態で電源を切って頂き、お布団の中等で使用して頂くとしても

経済的ですし、電磁波も気になりません。



### ミオンと三井式温熱器の併用がGOOD!


三井式温熱器MI-02と組み合わせて使用すると温熱のダブル効果が期待できます。ミオンでじっくりと温めていき、小回りのきく温熱器で身体のケアをしていきましょう。

### 温度調節9段階。

ご利用の目的に合わせて、操作の簡単なコントローラーで、9段階(約25℃~最大60℃)調節できます。安心の3時間タイマーが付いています。

### 電磁波の気になる方へ。

????????不明



#### 【マット本体】

内包されたジェル成分には、120種以上の山野草・鉱石を特殊加工にて仕上げたものが含まれています。その大自然のパワーが心地よく身体を温めてくれます。



#### 【コントローラー】

- ・温度調節は9段階。
  - ・温度が上がるとセンサーが働き、設定温度以上には上がりません。
  - ・電源を入れると自動的にタイマーが働き、3時間??????
- ??????不明

# 遠赤外線温熱ジェルマット ミオン MION

## 使用例


柔らかな質感のジェルマットが、肩やひじ・ひざ、腰など、お悩みの部分をじんわりと温めてくれます。



肩まわりに。



背中全体に。




おしりからポカポカ。



気になる、ひじ・ひざ関節に。




腰にじっくり。




お腹の冷えに。



足裏ぬくぬく…。



ふくらはぎに敷いてみて。



### ◎仕様

製品名	遠赤外線温熱ジェルマット
定格電圧	AC100V 50/60Hz
使用温度	25～60℃ (±5℃)
規 格	540×360mm
重 量	3.5Kg
消費電力	130W

### ⚠ 注意事項



本体と電源コントローラーは切り離しが可能です。その際は電源をOFFにしてから切り離してください。



折り曲げたり、巻いたりした状態でご使用されると故障の原因になります。